

MEDX/MED5 Montageplatte KIT

Zubehör der Steckdosenleiste MEDX ZPA/MED5 ZPA

Montieren Sie Ihre e-medical Steckdosenleiste MED5/MEDX ZPA mit Hilfe unserer Montageplatte flexibel an den Orten, wo Sie sie benötigen.

Inklusive der Bohrungen für Normschienen-Halteklauen sowie Schraubklauen ist die Anbringung einfach und schnell umgesetzt. Inkl. Befestigungsschrauben.

Ab 2 Modulen wird eine zweite Montageplatte empfohlen.

Art. Nr.: 2012585

